



Omixon Holotype HLA and Omixon HLA Twin

Limitaciones conocidas del producto

Version 17
Published on 01/19/2021



1 Alcance de este documento

El objetivo de este documento es proporcionar una lista detallada de las limitaciones conocidas del producto para Holotype HLA y Omixon HLA Twin. La versión actual de este documento se confeccionó utilizando:

- Holotype HLA versiones 2.1 (RUO y CE), 2.2 (RUO), 3.0 (RUO) y 3.0.1 (CE y RUO), y
- Omixon HLA Twin versiones 4.1.0 (CE y RUO), 4.2.0 (CE y RUO), 4.2.2 (CE y RUO), 4.3.0 (RUO) y 4.4.0 (CE y RUO) con
- IMGT/HLA versiones 3.39.0_9, 3.40.0_9, 3.41.2_9 y 3.42.0_9

Salvo que se especifique lo contrario, las limitaciones enumeradas afectan a todas las versiones de ensayos, software y bases de datos dentro del alcance de este documento.

Para obtener una descripción general de las versiones y los cambios anteriores de este documento, consulte la sección "Revisión e historial de cambios".

2 Descripción de las limitaciones genéricas del producto

2.1 Limitaciones específicas de Holotype HLA

2.1.1 Resultados de falsos positivos que afectan a DRB3/DRB4 o DRB5

En ocasiones muy excepcionales, se pueden observar resultados de falsos positivos para HLA-DRB3, HLA-DRB4 o HLA-DRB5 con las versiones de flujo de trabajo de ensayo 3.0 y 3.0.1. Actualmente se está investigando la causa de este fenómeno que se produce de manera esporádica.

2.1.2 Limitación específica del protocolo de ensayo Holotype HLA versión 3.0

Al utilizar la versión 3.0 del protocolo Holotype HLA, es posible que algunos usuarios detecten la presencia de un precipitado blanco después del paso de ligadura del adaptador. Hemos descubierto que este precipitado lo origina una reacción cruzada de un compuesto de la mezcla de PCR de largo alcance Promega y una reacción cruzada de un compuesto del tampón de reparación de extremos. En algunos casos, este precipitado puede tener efectos leves en la biblioteca final, pero no afecta a los resultados de la genotipificación. Para obtener asesoramiento sobre cómo abordar este fenómeno, escríbanos a la dirección de correo electrónico support@omixon.com o póngase en contacto directamente con su científico de aplicaciones.

2.1.3 Ambigüedades específicas de Holotype HLA

En esta sección se presentan las ambigüedades causadas por el diseño del ensayo Omixon Holotype HLA y las limitaciones tecnológicas de NGS (es decir, la ubicación y la secuencia de sitios de inicio y la distribución del tamaño de fragmentos producida por el método usado en el protocolo).

Se creó una alineación de secuencias múltiples para cada locus que contenía todas las secuencias de alelos y las secuencias de inicio de Holotype. A continuación, se cortó dicha alineación en virtud de la región meta (es decir, se cortaron los sitios de iniciación y las posiciones fuera de los sitios de iniciación). Se verificaron las secuencias resultantes en busca de duplicados y se recopilaron las relaciones subsecuentes y todas las ambigüedades en los tres campos o resolución inferior o en cualquier resolución que afectara los alelos con niveles de expresión no estándares.

2.1.4 Ambigüedades del primero, segundo y tercer campo

Lineamientos para la confección del informe: Informar como ambiguo

Alelos ambiguos		Versiones de IMGT/HLA afectadas	Nivel de ambigüedad
DPB1*13:01:01	DPB1*107:01	Todas ¹	1.er campo
DPB1*105:01:01	DPB1*665:01	Todas ¹	1.er campo
DPB1*1072:01	DPB1*665:01	v3.40.0_9	1.er campo
DPB1*584:01:01	DPB1*584:01:02	Todas ¹	3.er campo
DRB1*01:01:01	DRB1*01:100/ DRB1*01:01:35	Todas ¹ / v3.42.0_9	2.do campo/ 3.er campo
DRB1*03:01:01	DRB1*03:147/ DRB1*03:01:31	Todas ¹ / v3.42.0_9	2.do campo/ 3.er campo
DRB1*12:01:01	DRB1*12:10	Todas ¹	2.do campo
DRB1*14:25:01	DRB1*14:25:02	Todas ¹	3.er campo
DRB1*14:54:01	DRB1*14:216	Todas ¹	2.do campo
DRB1*15:02:01	DRB1*15:140/ DRB1*15:149	Todas ¹	2.do campo/ 2.do campo
DRB1*15:03:01	DRB1*15:185	v3.41.2_9 v3.42.0_9	2.do campo
DRB1*16:02:01	DRB1*16:64	v3.41.2_9 v3.42.0_9	2.do campo
DRB3*01:62	DRB3*01:01:02:02	Todas ¹	2.do campo
DRB3*02:02:01	DRB3*02:144	v3.42.0_9	2.do campo
DRB4*01:03:01	DRB4*01:134	v3.42.0_9	2.do campo

¹ Todas: Se ven afectadas todas las versiones de la base de datos que están dentro del alcance de este documento.

2.1.5 Ambigüedades que afectan a la expresión

Lineamientos para la confección del informe: Los alelos de expresión baja se informan como resultados de segundo campo

Grupos de alelos ambiguos



- HLA-A*02:01:01:01/**02:01:01:02L**/02:01:01:16/02:01:01:50/02:01:01:145
- HLA-B*39:01:01:03/**39:01:01:02L**/39:01:01:05/39:01:01:09/39:01:01:15
- HLA-DPA1*02:02:02:NRS/**02:02:02:06Q**²
- HLA-DQB1*03:01:03:19/03:29/03:191/03:297/03:312/03:377/03:419/03:431/**03:358N**¹
- HLA-DRB1*10:01:01/**10:38Q**

¹ La ambigüedad está presente con IMGT/HLA 3.36.0_8 y versiones posteriores. HLA-DQB1*03:358N contiene una eliminación en el exón 3 que ocasiona un desplazamiento del marco de lectura y una parada prematura en el codón 191 (fuente: <http://hla.alleles.org/alleles/nulls.html>, fecha de acceso: 16 de julio de 2019). Hasta el 16 de julio de 2019, un único laboratorio ha observado este alelo en dos muestras biológicas con un origen étnico desconocido. En el momento en el que se redactó este documento, no había información de dominio público sobre las secuencias de origen de este alelo. Con arreglo a la información disponible en IMGT/HLA 3.36.0, este alelo no se puede distinguir de los otros alelos que se enumeran en los grupos de alelos ambiguos por el software, pero puede descartarse mediante comparación manual de las secuencias de alelos en el explorador de genes. Tenga en cuenta que no todos los alelos enumerados se declararon ambiguos en todos los casos.

² Se añadió HLA-DPA1*02:02:02:06Q a IMGT/HLA 3.41.0. Se descubrió que las secuencias de alelos eran erróneas y se eliminaron de la base de datos de IMGT/HLA en la versión 3.42.0.

2.1.6 Ambigüedades Cis/Trans

Las ambigüedades Cis/Trans (es decir, alelos ambiguos donde los distintos pares de alelos solo difieren en las fases cis/trans) pueden tener diversas causas. La mayoría de esas ambigüedades se informan debido a limitaciones de la tecnología y la base de datos IMGT/HLA.

Lineamientos para la confección del informe: Es decisión de cada laboratorio si se informa la ambigüedad de los grupos G o se informan los pares de alelos específicos que son ambiguos.

2.2 Lista de limitaciones conocidas de Omixon HLA Twin

2.2.1 Limitaciones conocidas del algoritmo de genotipificación de consenso

Introducción

Todas las limitaciones enumeradas a continuación se basan en observaciones notificadas por los clientes de Omixon o detectadas durante la validación interna y las pruebas de regresión.

Falso gen nuevo informado

En casos excepcionales, HLA Twin puede informar al usuario final de genes nuevos falsos. Tenga en cuenta que la gran mayoría de estos genes nuevos falsos pueden ser eliminados mediante la inspección manual de los resultados en Omixon HLA Twin por parte de un usuario capacitado.

Ambigüedad no informada para alelos nuevos

Por diseño, el algoritmo de genotipificación de consenso únicamente informa de un único alelo nuevo. En algunos casos excepcionales, es posible identificar varios posibles alelos nuevos, pero el algoritmo solo informa de una de estas opciones.

Largas inserciones/eliminaciones (indels) de genes nuevos no informadas

En casos excepcionales, Omixon HLA Twin no informa de las inserciones o eliminaciones de genes nuevos.

Alelo nuevo no notificado (este problema se solucionó en la versión 4.3.0 de Omixon HLA Twin)

En casos excepcionales, no se informa de alelos nuevos en las versiones 4.1.0, 4.2.0 y 4.2.2 de Omixon HLA Twin. Esta clase de genes nuevos incluye casos con cortas inserciones/eliminaciones (indels) o problemas de fase.

Se informa del alelo nulo en lugar del alelo nuevo

En casos excepcionales, se informa de un alelo nulo no ambiguo en lugar de un alelo nuevo cuando la posición nueva cae dentro de una eliminación presente en el alelo nulo. Los casos conocidos afectan a los siguientes alelos:

- Se informa de HLA-DQB1*03:276N/HLA-DQB1*03:358N en lugar del alelo nuevo HLA-DQB1*03:01:01:XX.

Distinción de fases incorrecta

En casos excepcionales, las secuencias de consenso se han distinguido de manera incorrecta.

Identificación incorrecta de fases de secuencias de consenso

Se puede sospechar que existe una distinción de fases cis/trans incorrecta si se observa una o más de las siguientes características:

- Se informa de dos alelos nuevos dentro de un solo par de máxima coincidencia.
- Se informa de un alelo nuevo y un alelo parcialmente definido.
- Se informa de uno o dos alelos raros.
- Hay varias posiciones nuevas.

Si se sospecha de una identificación de fases incorrecta, es aconsejable que el usuario inspeccione los resultados del algoritmo de genotipificación estadístico.

Ambigüedad Cis/trans debido a separación en fases deficiente

En algunos casos excepcionales, se informa de ambigüedades de segundo o tercer nivel de campo debido a la existencia de una identificación de fases ineficiente. En estos casos, se recomienda volver a hacer el análisis de los loci afectados con más lecturas.

Ambigüedad no notificada (este problema se solucionó en la versión 4.3.0 de Omixon HLA Twin)

En algunos casos excepcionales:

- No siempre se informa de ambigüedades Cis/Trans del nivel del grupo G para HLA-DPB1.
- No siempre se informa de las siguientes ambigüedades habituales (alelos notificados/**alelos no notificados**):
 - HLA-DRB1 – DRB1*12:10/ **DRB1*12:01:01**, DRB1*15:140/DRB1*15:149/ **DRB1*15:02** , DRB1*03:147/**DRB1*03:01:01**,
 - HLA-DQB1 – DQB1*03:276N/**DQB1*03:01**.

No se ha informado de ningún resultado a pesar de la generación correcta de consenso (este problema se solucionó en la versión 4.3.0 de Omixon HLA Twin)

En algunos casos, no se informa de la tipificación de alelos aunque se haya generado correctamente una secuencia de consenso.

El análisis no puede completarse con versiones más recientes de bases de datos IMGT/HLA (problema resuelto en la versión 4.2.0 de Omixon HLA Twin)

En algunas muestras, la genotipificación con Omixon HLA Twin no puede completarse con IMGT/HLA 3.38.0 y versiones posteriores porque el software se queda sin memoria. En casos muy excepcionales, puede observarse un fenómeno similar con versiones anteriores de IMGT/HLA (por ejemplo, la versión 3.37.0_8).

No se ha informado de ningún resultado para algunos loci con IMGT/HLA 3.40.0 y versiones posteriores (este problema se solucionó en la versión 4.4.0 de Omixon HLA Twin)

Frecuentemente, no se informa de resultados de genotipificación para HLA-A, y menos frecuentemente para otros loci con versiones de bases de datos IMGT/HLA 3.40.0 y versiones posteriores en combinación con versiones de Omixon HLA Twin anteriores a la versión 4.4.0. Se desaconseja rotundamente usar las versiones de las bases de datos afectadas en combinación con cualquier versión de software previa a la versión 4.4.0 y este uso no tiene soporte oficial.

Alineación incorrecta mostrada en el explorador de genes

En algunos casos excepcionales en los que los alelos informados tienen diferencias de longitud significativas en algunas regiones del gen, las pistas de la secuencia en el explorador de genes pueden alinearse de manera incorrecta y, en ese caso, se muestran separaciones innecesarias. Este problema no afecta al alelo informado o los valores calculados para las métricas de QC. Visualizar los alelos por separado puede servir para eliminar este defecto de visualización.

2.2.2 Limitaciones conocidas del algoritmo de genotipificación estadístico

Debido a la gran similitud de las secuencias de exones de algunos alelos, el algoritmo de genotipificación estadístico informa de alelos incorrectos en algunos casos.

3 Limitaciones conocidas de HLA-B

3.1 Limitaciones específicas de Holotype HLA

3.1.1 Alelos que pueden presentar amplificación baja

La amplificación baja significa que el conteo leído generado para un alelo no es suficiente para la genotipificación. En casos extremos, es probable que el alelo no se informe en absoluto (omisión).

Alelos de amplificación baja	Compensación en HLA Twin	Resolución de detección
B*51:01:02	Sí	Sí

3.2 Limitaciones específicas de Omixon HLA Twin

3.2.1 Limitaciones conocidas del algoritmo de genotipificación de consenso

Secuencia de consenso incorrecta debido a una detección deficiente de la asignación cruzada.

- En algunos casos excepcionales, se informa de resultados ambiguos debido a una pérdida parcial del consenso en el inicio del consenso.
- En casos excepcionales, se informa de genes nuevos falsos debido a una secuencia de consenso incorrecta cerca del inicio del consenso.

HLA-B*15:01 mal informado

En algunos casos muy excepcionales, se puede informar mal de alelos que pertenecen al siguiente grupo de alelos y la información sobre los aminoácidos puede ser incorrecta debido a incoherencias en la base de datos:

- HLA-B*15:01:01:01,
- HLA-B*15:01:01:02N,
- HLA-B*15:NEW

3.2.2 Limitaciones conocidas del algoritmo de genotipificación estadístico

Se informa incorrectamente de algunos alelos HLA-B debido a la presencia de una secuencia de exón idéntica en HLA-C.

Un grupo de alelos HLA-B (varios alelos HLA-B*44 y HLA-B*47:04) tienen una secuencia de exón 2 idéntica a HLA-C*16:85. Debido a esta similitud, es posible que el algoritmo de genotipificación estadístico informe incorrectamente de estos alelos.

4 Limitaciones conocidas de HLA-DQB1

4.1 Limitaciones específicas de Holotype HLA

4.1.1 Alelos que pueden presentar amplificación baja

Alelos de amplificación baja	Compensación en HLA Twin	Resolución de detección
DQB1*03	Sí	Sí ¹

¹ Sugerencia basada en desequilibrio de ligamento (DL) con DQA1

4.1.2 Alelos que no se amplifican

DQB1*03:276N: debido a una larga eliminación que abarca el sitio del cebador de amplificación 5', este alelo no se amplifica.

5 Limitaciones conocidas de HLA-DRB1

5.1 Limitaciones tecnológicas



Puede observarse desequilibrio moderado de alelos en el caso de alelos que tengan secuencias significativamente más largas que la media (por ejemplo, algunos alelos HLA-DRB1*04). En algunos casos excepcionales, se puede observar un alto desequilibrio de alelos. Esporádicamente puede omitirse un alelo.

5.1.1 Limitaciones específicas de Holotype HLA

Amplificación baja

En algunos casos se puede observar desequilibrio entre moderado y alto para los alelos HLA-DRB1*07. En casos extremadamente excepcionales, cabe esperar que esporádicamente se produzcan omisiones de alelos.

6 Limitaciones conocidas de HLA-DRB4

6.1 Limitaciones específicas de Holotype HLA

6.1.1 Alelos que pueden presentar amplificación baja

La amplificación baja significa que el conteo leído generado para un alelo no es suficiente para la genotipificación. En casos extremos, es probable que el alelo no se informe en absoluto (omisión). Se han observado con mucha frecuencia amplificación baja y omisiones de alelos para HLA-DRB4*01:01. En casos excepcionales, se ha informado de omisiones de alelos para los alelos HLA-DRB4*01:03. En ambos casos, Omixon HLA Twin sugiere la presencia del alelo sobre la base del desequilibrio de ligamento.

6.1.2 Otras limitaciones relacionadas con el ensayo

Mediciones de concentración positiva falsas en HLA-DRB4

Se pueden observar concentraciones de amplicón en algunos casos, aunque:

- el individuo no tenga una copia del gen HLA-DRB4; o
- el individuo no tenga un o dos copias del gen HLA-DRB4, pero la amplificación no haya sido exitosa.

6.2 Limitaciones específicas de Omixon HLA Twin

6.2.1 Limitaciones conocidas del algoritmo de genotipificación de consenso

Ambigüedad no informada

Resultado informado por Twin	Resultado correcto
DRB4*01:01:01:01	DRB4*01:01:01:01/DRB4*03:01N

7 Revisión e historial de cambios

Versión	Fecha de aprobación	Autor	Resumen de cambios	Aprobado por
v1	5 de julio de 2017	Krisztina Rigó	Se recopilaron limitaciones algorítmicas. Se fusionó el documento con el documento de limitaciones específicas de Holotype HLA.	Efthymia Melista, Zoltán Simon, Peter Meintjes, Gabriella Adlovits
v2	31 de enero de 2018	Krisztina Rigó	Las limitaciones relacionadas con la base de datos IMGT/HLA se actualizaron en virtud de IMGT/HLA v3.28.0 y v3.29.0.1. La sección de limitaciones del software se amplió en virtud de las siguientes versiones del software: Twin 2.1.3, Twin 2.1.4 y Twin 2.5.0.	Efthymia Melista, Gergely Tölgyesi, Gabriella Adlovits
v3	4 de julio de 2018	Krisztina Rigó	Se han añadido más casos relacionados con la distinción de fases. Se ha añadido una breve guía para identificar distinciones de fases incorrectas. Las limitaciones relacionadas con la base de datos IMGT/HLA se actualizaron en virtud de IMGT/HLA v3.30.0. La sección de limitaciones del software se amplió en virtud de las siguientes versiones del software: Twin 2.5.1 y Twin 3.0.0.	Efthymia Melista, Gergely Tölgyesi, Gabriella Adlovits
v4	19 de octubre de 2018	Krisztina Rigó	Las limitaciones relacionadas con la base de datos IMGT/HLA se actualizaron en virtud de IMGT/HLA v3.31.0. La sección de limitaciones del software se amplió en virtud de las siguientes versiones del software: Twin 3.1.0 y Twin 3.1.1. Se ha eliminado la información relacionada con las versiones del software e IMGT/HLA de más de 12+1 meses. Versiones afectadas: Omixon HLA Twin 2.1.3 y 2.1.4, IMGT/HLA 3.28.0_4. Se han eliminado ejemplos específicos de problemas en los que no se podía probar la especificidad del alelo. Se han añadido limitaciones adicionales para el algoritmo de genotipificación estadístico.	Márton Pogány, Gergely Tölgyesi, Gabriella Adlovits



Versión	Fecha de aprobación	Autor	Resumen de cambios	Aprobado por
v5	14 de enero de 2019	Krisztina Rigó	<p>Se han actualizado las limitaciones relacionadas con la base de datos IMGT/HLA en virtud de IMGT/HLA v3.32.0.</p> <p>Se ha eliminado la información relacionada con las versiones de IMGT/HLA de más de 12+1 meses. Versión afectada: IMGT/HLA 3.29.0.1_5.</p> <p>Las secciones de limitación de ensayo se han ampliado con la siguiente versión de ensayo: Holotype HLA v3.0.</p> <p>Se ha cambiado el formato de la sección "Ambigüedades que afectan la expresión" y se ha agregado un nuevo caso.</p> <p>Se ha agregado un caso adicional a la sección "Ambigüedades Cis/Trans" de HLA-DPB1.</p> <p>Actualizaciones y cambios menores adicionales.</p>	Efthymia Melista, Gergely Tölgyesi, Gabriella Adlovits
v6	26 de marzo de 2019	Krisztina Rigó	<p>Las limitaciones relacionadas con la base de datos IMGT/HLA se actualizaron en virtud de IMGT/HLA 3.32.0_7, 3.33.0_7 y 3.34.0_8.</p> <p>La sección de limitaciones del software se amplió en virtud de la siguiente versión del software: Twin 3.1.3.</p> <p>Se ha eliminado la información relacionada con las versiones del software e IMGT/HLA con más de 12+1 meses. Versiones afectadas: Omixon HLA Twin 2.5.0, IMGT/HLA 3.30.0_5 y 3.31.0_5.</p> <p>Se han corregido y actualizado las versiones del producto afectadas por la ambigüedad de DQB1*03:276N.</p> <p>Se han eliminado ejemplos específicos de la sección Ambigüedades Cis/Trans de HLA-DPB1.</p> <p>Actualizaciones y cambios menores adicionales.</p>	Efthymia Melista, Gergely Tölgyesi, Gabriella Adlovits
v7	26 de abril de 2019	Krisztina Rigó	<p>Se han actualizado las limitaciones relacionadas con la base de datos IMGT/HLA en virtud de IMGT/HLA 3.35.0_8.</p> <p>Se ha actualizado una limitación del algoritmo de genotipificación estadístico ocasionada por secuencias de regiones idénticas en diferentes loci.</p> <p>Se ha actualizado una limitación del algoritmo de genotipificación de consenso relacionada con nuevos indels.</p> <p>Se ha reestructurado la sección "Ambigüedades del primero, segundo y tercer campo".</p>	Efthymia Melista, Gergely Tölgyesi, Gabriella Adlovits



Versión	Fecha de aprobación	Autor	Resumen de cambios	Aprobado por
v8	19 de julio de 2019	Krisztina Rigó	<p>Se han actualizado las limitaciones relacionadas con la base de datos IMGT/HLA en virtud de IMGT/HLA 3.36.0_8.</p> <p>Se ha eliminado la información relacionada con las versiones del software y de IMGT/HLA con más de 12+1 meses. Versiones afectadas: Omixon HLA Twin 2.5.1, IMGT/HLA 3.32.0_5, 3.32.0_7.</p> <p>Se ha añadido una limitación del algoritmo de genotipificación de consenso que afecta a HLA-DRB3.</p>	Efthymia Melista, Gergely Tölgyesi, Gabriella Adlovits
v9	8 de agosto de 2019	Krisztina Rigó	<p>La sección de limitaciones del software se amplió para que concuerde con la siguiente versión del software: Omixon HLA Twin 4.0.0</p> <p>Se ha eliminado la información relacionada con las versiones del software con más de 12+1 meses. Versión afectada: Omixon HLA Twin 3.0.0.</p> <p>Se ha añadido una limitación del algoritmo de genotipificación de consenso que afecta a HLA-DRB1.</p>	Efthymia Melista, Gergely Tölgyesi, Beatrix Kosiba
v10	16 de octubre de 2019	Krisztina Rigó	<p>La sección de limitaciones del software se amplió para que concuerde con la siguiente versión del software: Omixon HLA Twin 4.0.1.</p>	Efthymia Melista, Gergely Tölgyesi, Gabriella Adlovits
v11	19 de noviembre de 2019	Krisztina Rigó	<p>Se han actualizado las limitaciones relacionadas con la base de datos IMGT/HLA en virtud de IMGT/HLA 3.37.0_8.</p> <p>Se ha eliminado la información relacionada con las versiones del software y de IMGT/HLA con más de 12+1 meses. Versiones afectadas: Omixon HLA Twin 3.1.0, IMGT/HLA 3.33.0_7.</p> <p>Se reestructuraron las limitaciones del algoritmo de genotipificación estadístico y las limitaciones relacionadas con la ambigüedad del algoritmo de genotipificación de consenso.</p>	Efthymia Melista, Gergely Tölgyesi, Gabriella Adlovits
v12	7 de enero de 2020	Krisztina Rigó	<p>Las limitaciones relacionadas con la base de datos IMGT/HLA se actualizaron en virtud de IMGT/HLA 3.38.0_8.</p> <p>La sección de limitaciones del software se amplió en virtud de la siguiente versión del software: Twin 4.1.0.</p> <p>Se ha eliminado la información relacionada con las versiones del software e IMGT/HLA con más de 12+1 meses. Versiones afectadas: IMGT/HLA 3.34.0_8.</p>	Efthymia Melista, Adrienn Kocsis, Gabriella Adlovits

Versión	Fecha de aprobación	Autor	Resumen de cambios	Aprobado por
v13	26 de marzo de 2020	Gergely Tölgyesi, Krisztina Rigó	<p>Las limitaciones relacionadas con la base de datos IMGT/HLA se actualizaron en virtud de IMGT/HLA 3.38.0_9.</p> <p>La sección de limitaciones del software se amplió en virtud de la siguiente versión del software: Twin 4.2.0.</p> <p>Se ha eliminado la información relacionada con las versiones del software e IMGT/HLA con más de 12+1 meses. Versiones afectadas: IMGT/HLA 3.35.0_8.</p> <p>Se ha añadido una limitación del algoritmo de genotipificación de consenso que afecta a las versiones recientes de IMGT/HLA. La sección de limitación de ensayo se ha ampliado con el problema de los falsos positivos específico de DRB3/4/5 que se produce de manera esporádica y con el fenómeno específico del "precipitado blanco" específico de la versión 3.0 del flujo de trabajo del ensayo y el modo recomendado de abordarlo.</p>	Efthymia Melista, Gabriella Adlovits, Elmar Schilling
v14	1 de julio de 2020	Gergely Tölgyesi, Krisztina Rigó	<p>Se ha eliminado la información relacionada con las versiones del software e IMGT/HLA que tenía una antigüedad superior a 12+1 meses. Versiones afectadas: IMGT/HLA 3.36.0_8, Omixon HLA Twin versiones 3.1.1 y 3.1.3.</p> <p>Las limitaciones relacionadas con la base de datos IMGT/HLA se actualizaron en virtud de IMGT/HLA 3.39.0_9.</p> <p>La sección de limitaciones del software se amplió en virtud de la siguiente versión del software: Twin 4.2.2.</p> <p>Se ha eliminado la información relacionada con Holotype HLA v1 ya que esta versión de ensayo ya no es compatible.</p>	Libor Kolesar, Nándor Varga, Gabriella Adlovits, Gergely Tölgyesi, Krisztina Rigó
v15	7 de agosto de 2020	Krisztina Rigó	<p>Las secciones de limitaciones del software se ampliaron para que concuerden con la siguiente versión del software: Twin 4.3.0.</p> <p>Se añadieron algunas limitaciones que afectan a Twin versiones 4.1.0, 4.2.0 y 4.2.2.</p>	Libor Kolesar, Zoltán Simon, Gabriella Adlovits, Gergely Tölgyesi, Krisztina Rigó
v16	5 de octubre de 2020	Krisztina Rigó	<p>Se ha eliminado la información relacionada con las versiones del software que tenía una antigüedad superior a 12+1 meses. Versión afectada: Omixon HLA Twin 4.0.0.</p>	Libor Kolesar, Elmar Schilling, Gabriella Adlovits, Gergely Tölgyesi, Krisztina Rigó



Versión	Fecha de aprobación	Autor	Resumen de cambios	Aprobado por
v17	14 de enero de 2021	Krisztina Rigó	<p>Se ha eliminado la información relacionada con las versiones del software e IMGT/HLA que tenía una antigüedad superior a 12+1 meses. Versión afectada: Omixon HLA Twin 4.0.1, IMGT/HLA 3.37.0_8, 3.38.0_8 y 3.38.0_9. Las secciones de limitaciones del software se ampliaron para que concuerden con la siguiente versión del software: Omixon HLA Twin 4.4.0 (CE y RUO).</p> <p>Se han actualizado las limitaciones relacionadas con la base de datos de IMGT/HLA para adaptarlas a IMGT/HLA 3.40.0_9, 3.41.2_9 y 3.42.0_9, incluida la compatibilidad limitada de versiones con Omixon HLA Twin. Se añadió una nueva limitación del algoritmo de genotipificación de consenso que afecta a los alelos nuevos en aquellos casos en los que la posición nueva está presente dentro de una eliminación en un alelo nulo similar al alelo nuevo.</p>	Libor Kolesar, Ákos Botos, Elmar Schilling, Gabriella Adlovits, Krisztina Rigó